



### CUELLO CERVICAL TIPO FILADELFIA ADULTO Y NIÑO (TALLA M Y S)

## Descripción:

- ❗ ! Dispositivo ortopédico que evita el movimiento de la cabeza y cuello después de una lesión en la médula espinal y/o ligamentos.
- ❗ ! Elaborado con 80% Polietileno de alta densidad (HDPE), 10% Polipropileno (PP), 10% Nylon.
- ❗ ! Con refuerzos anterior y posterior de termoplástico.
- ❗ ! Proporciona rigidez y estabilidad adecuadas.
- ❗ ! Restringe los movimientos mecánicos de flexión y extensión del cuello.
- ❗ ! Talla adulto M y talla para niños S

## Uso y mantenimiento:

Coloca el collar alrededor del cuello y ajusta los velcros para inmovilizar la zona cervical de manera segura.

Guardar en un lugar fresco y seco.

